


PORTABLE BILDGEBUNG VON EXTREMITÄTEN

ORTHOSCAN
VERSA



Vielseitig. Portabel. Flexibel. Der Orthoscan Versa ist eine vollständig tragbare, mobile Bildgebungslösung für maximale Flexibilität. Der Mini-C-Bogen fügt sich nahtlos in jede klinische Umgebung ein – egal ob auf einem Schreibtisch oder montiert auf einem schwenkbaren Gerätewagen. Der intuitive Touchscreen-Monitor mit tablet-ähnlicher Bedienung schafft einen optimierten klinischen Arbeitsbereich ohne zusätzliche Tastatur. Dank seiner unvergleichlichen Mobilität, lässt sich der Versa mühelos zwischen Untersuchungsräumen, ambulanten Praxen und Klinik-Außenstellen transportieren. Er trägt somit zu einer erhöhten Effizienz und Patientenversorgung bei.



Mühelose Bedienung trifft auf optimale Bildqualität

Der Versa verfügt über einen integrierten Touchscreen, ein kompaktes Design und eine 180°-Orbitalbewegung. Der Mini-C-Bogen steht für verbesserte Mobilität, optimierte Arbeitsabläufe und eine gesteigerte Bildgebungsleistung. Diese Funktionen unterstützen eine präzisere Diagnostik und tragen so zu verbesserten Behandlungsergebnissen bei.

Gepulste / kontinuierliche Fluoroskopie

- Generator mit niedriger Strahlendosis
- 30, 15, 7,5, 2 Pulse pro Sekunde
- Intelligente Dosisreduzierung
- Optimierte Dosisfilter

FLEXIBLES SET-UP

auf einem Schreibtisch oder montiert auf einem schwenkbaren Gerätewagen

Intuitiver Touchscreen-Monitor

- 24-Zoll-Touchscreen-LCD-Monitor mit einer Auflösung von 1.920 px x 1.080 px
- Integrierte virtuelle Tastatur für hohe klinische Standards
- Anschluss per Kabel für eine einfache und sichere Bildübertragung

Flachdetektor-Technologie der nächsten Generation

- 15 cm x 15 cm Sichtfeld
- 100 µm Pixelgröße für hochauflösende Bildqualität, besonders relevant für scharfe Knochenkanten und klare Differenzierbarkeit

Flachdetektor

15 cm x 15 cm

Bildauflösung

1,5k x 1,5k

Gepulste Fluoroskopie

✓

Hochauflösender LCD-Monitor

24"

Zusätzliche Kupfer-Vorfilterung

✓

Gewicht

15,9 kg

Orbitalbewegung

180°



www.ziehm.com/versa